

EASY ESTUFA PARA ESTERILIZACIÓN Y SECADO DIGITAL



// PANTALLA DE CONTROL:

- Indicador LED de fases del proceso;
- Adhesivo en policarbonato;
- Interruptor general de estado (ON/OFF) activa o desactiva el equipo;
- Entrada para fusible;
- Controlador electrónico.

// CARCASA:

- Construido en acero carbono SAE 1020;
- Con tratamiento anticorrosivo y acabado (pintura) epoxi con textura electrostática;
- Manija de puerta anatomica y apertura a la derecha;
- Pintura interna tipo aluminio resistente en altas temperaturas (~600°C);
- Salida de flujo de aire superior con orificio central para la colocación del termómetro;
- Cámara interna con rieles para desplazar los estantes;
- El sistema de cierre tipo rodillo garantiza un buen cierre;
- Sello con perfil de silicona de alta temperatura.



// ACCESORIOS:

- Cantidad de bandejas/estantes conforme la tabla;
- Fusible de protección.

// OPCIONALES:

- Cámara interna o carcasa construida en acero inoxidable AISI 430 con pulido tipo espejo;
- Certificado de calibración RBC/INMETRO del equipo;
- Certificado de calibración RBC/INMETRO del controlador de temperatura.

// ESPECIFICACIONES:

TRANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	50°C hasta 200°C (a la medida, consultenos)
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital microprocesado
PANTALLA	LED con 3 dígitos
RESOLUCIÓN	1°C con indicativo de la temperatura del proceso
INDICACIÓN DEL PROCESO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	Tipo J
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 enchufes (NBR 14136)
PRECISIÓN DE LO SISTEMA	+/- 5°C
AISLAMIENTO TÉRMICO	Lana de vidrio (incluso en las puertas)
CIRCULACIÓN DE AIRE	Convencional natural, aislamiento acústico
CABLE DE ALIMENTACIÓN	Com enchufe de 3 pasadores (NBR 14136)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110V o 220V (hay que definir)

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	VOLUMEN	DIMENSIONES INTERIORES (cm)	POTENCIA	ESTANTES
SSE 11L	11 litros	15X29X25 cm	550 watts	2
SSE 13L	13 litros	23X25X23 cm	550 watts	2
SSE 21L	21 litros	32X24X28 cm	550 watts	2
SSE 30L	30 litros	32X31X30 cm	550 watts	3
SSE 40L	40 litros	34X34X36 cm	550 watts	3
SSE 64L	64 litros	40X40X40 cm	1100 watts	3
SSE 85L	85 litros	45X45X42 cm	1100 watts	3
SSE 110L	110 litros	53X48X42 cm	1100 watts	3
SSE 150L	150 litros	60X50X50 cm	1100 watts	3
SSE 180L	180 litros	50X60X60 cm	2000 watss	3
SSE 280L	280 litros	80X50X70 cm	2000 watts	2

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 mese. Manual de utilización en español.