

# ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO ANALÓGICO



## // PANTALLA DE CONTROL:

- Termómetro;
- Interruptor general de estado (ON/OFF) activa o desactiva el equipo;
- Termostato;
- Entrada para fusible.

## // CARCASA:

- Construido en acero carbono SAE 1020;
- Con tratamiento anticorrosivo y pintura epoxi con textura electrostática;
- Manija de puerta anatomica y apertura a la derecha;
- Pintura interna tipo aluminio resistente en altas temperaturas (hasta 600°C);
- Salida de flujo de aire superior con orificio central para la colocación del termómetro;
- Cámara interna con rieles para desplazar los estantes;
- El sistema de cierre tipo rodillo garantiza un buen cierre;
- Sello con perfil de silicona de alta temperatura.



## // ACCESORIOS:

- Cantidad de bandejas/estantes conforme la tabla;
- Fusible de protección.

## // OPCIONALES:

- Cámara interna o carcasa construida en acero inoxidable AISI 430 con pulido tipo espejo;
- Certificado de calibración RBC/INMETRO del equipo.

## // ESPECIFICACIONES:

<b>RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	50°C hasta 250°C (a la medida, consúltenos)
<b>CONTROL DE TEMPERATURA</b>	Analógico (termostato eletromecánico)
<b>INDICACIÓN DE PROCESO</b>	Lámpara de indicación
<b>CABLE DE ALIMENTACIÓN</b>	3 pasadores (NBR 14136)
<b>SISTEMA DE CALEFACCIÓN</b>	Resistencia blindada
<b>AISLAMIENTO TÉRMICO</b>	Lana de vidrio (incluso en las puertas)
<b>CIRCULACIÓN DE AIRE</b>	Convencional natural, aislamiento acústico
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	110V o 220V (hay que definir)

## // INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

<b>MODELO</b>	<b>VOLUMEN</b>	<b>DIMENSIONES INTERIORES (cm)</b>	<b>DIMENSIONES TOTALES (cm)</b>	<b>POTENCIA</b>	<b>ESTANTES</b>
SSA 11L	11 litros	15x29x25 cm	30x40x31 cm	550 W	2
SSA 13L	13 litros	23x25x23 cm	43x36x36 cm	550 W	2
SSA 21L	21 litros	32x24x28 cm	50x42x40 cm	550 W	2
SSA 30L	30 litros	32x31x30 cm	52x42x39 cm	550 W	3
SSA 40L	40 litros	34x34x36 cm	55x45x52 cm	550 W	3
SSA 64L	64 litros	40x40x40 cm	61x51x56 cm	1100 W	3
SSA 85L	85 litros	45x45x42 cm	66x56x57 cm	1100 W	3
SSA 110L	110 litros	53x48x42 cm	75x60x51 cm	1100 W	3
SSA 150L	150 litros	60x50x50 cm	85x61x58 cm	1100 W	3
SSA 180L	180 litros	50x60x60 cm	75x71x78 cm	2000 W	3
SSA 280L	280 litros	80x50x70 cm	108x63x88 cm	2000 W	2
SSA 336L	336 litros	80x60x70 cm	108x71x88 cm	3000 W	2

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 meses. Manual de utilización en español.